



Implacare™ II

| Nowość Hu-Friedy



FAKTY:

Badania wykazały związek pomiędzy zmianami powierzchni implantu/nadbudowy, a rozwojem peri-implantitis.¹

WYZWANIA:

Klinicyści muszą być w stanie skutecznie oczyścić powierzchnię nadbudowy protetycznej z jak najmniejszym prawdopodobieństwem jej uszkodzenia. Nawet niewielkie naruszenia powierzchni implantu mogą stanowić miejsce kumulacji złogów nazębnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zapalenia błony śluzowej oraz peri-implantitis.

ROZWIĄZANIE

Hu-Friedy przedstawia udoskonalone instrumenty umożliwiające usuwanie złogów nazębnych z powierzchni implantów lub nadbudów protetycznych bez uszkodzenia (porysowania) ich tytanowej struktury. Cienka końcówka pracująca oraz nowy kształt umożliwiają jeszcze dokładniejsze czyszczenie powierzchni nadbudowy protetycznej.²

CECHY PRODUKTU

- **Narzędzia wykonane z wysokiej jakości żywicy o nazwie PLASTEEL™²**
- **20% cieńsza końcówka pracująca.** Taka modyfikacja zwiększa możliwość penetracji trudno dostępnych miejsc.
- **Dwa nowe uniwersalne kształty kirety:** Barnhart 5/6, Langer 1/2 oraz Columbia 4R/4L, 204S, H6/H7. Tak szeroki wybór gwarantuje możliwość dobrania instrumentu, który będzie idealnie pasował do każdej sytuacji klinicznej.

1 Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, et al: The influence of abutment surface roughness on plaque accumulation and peri-implant mucositis, Clin Oral Implants Res 7:201-111, 1996.
2 Data on file.

How the best perform

Hu-Friedy

KIRETY UNIWERSALNE

Ostrze zaprojektowane z dwoma powierzchniami tnącymi oraz zaokrągloną końcówką. Idealnie pasuje to wszystkich rodzaj powierzchni.



NOWY Langer 1/2

IMPLLG1/26

Implacare™ II **LG 1/2** - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

IMPLLG1/2

Implacare™ II **LG 1/2 12**
(zestaw 12 końcówek pracujących)

Kombinacja kątowych kiret typu Gracey oraz podwójnej powierzchni tnącej charakterystycznej dla kiret uniwersalnych.



NOWY Barnhart 5/6

IMPLBH5/66

Implacare™ II **BH 5/6** - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

IMPLBH5/6

Implacare™ II **BH 5/6**
(zestaw 12 końcówek pracujących)



Columbia 4R/4L

IMPL4R/4L6

Implacare™ II **4R/4L** - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

IMPL4R/4L

Implacare™ II **4R/4L**
(zestaw 12 końcówek pracujących)

SKALERY

Dwa ostrza tnące oraz ostra końcówka pracująca idealnie nadają się do usuwania złogów znajdujących się poniżej linii dziąsła.



H6/7

IMPLH6/76

Implacare™ II **H6/H7** - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

IMPLH6/7

Implacare™ II **H6/H7**
(zestaw 12 końcówek pracujących)

Kątowa końcówka pracująca zapewnia łatwy dostęp do wszelkich powierzchni, zarówno w odcinku przednim jak i bocznym.



204S


IMPL204S6

Implacare™ II **204S** - zestaw
(trzonek oraz 12 końcówek pracujących)

IMPL204S

Implacare™ II **204S**
(zestaw 12 końcówek pracujących)

Zapewnia optymalny dostęp do podziąsłowej powierzchni nadbudowy.



Więcej informacji uzyskasz u swojego opiekuna
lub na stronie www.dental-depot.com



Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej:

Dental Depot Wasio

Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: biura@dental-depot.com

www.dental-depot.com



Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78
02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: biurowarszawa@dental-depot.com

How the best perform

